



# Micro & nano positionnement

Mise à jour 02/08/2013

## Porte Cible Non Cryogénique

Le Porte Cible Non Cryogénique (PCNC) est équipement prenant place sur la Chambre d'Expérience (CE) du Laser Méga Joule (LMJ) et permettant de positionner avec une grande précision une cible au centre de cette CE. Cet équipement fonctionne sous vide secondaire, dans un milieu contaminé et est soumis à de fortes contraintes CEM.

Le PCNC est équipé d'un mât qui s'insère dans la CE au bout duquel est porté un positionneur à 6 ddl.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Dimension du PCNC rétracté (Lxlxh) : 8 500 x 2 300 x 3 200mm
- Dimension du PCNC déployé (Lxlxh) : 14 500x 2 300 x 3 200mm
- Répétabilité de mise en position de la cible en CC (axe inserteur seul sans 6ddl) :
  - translation : 16 $\mu$ m 3D RMS
  - rotation : 19 $\mu$ rad 3D RMS
- Résolution du 6ddl :
  - translations : 2,5 $\mu$ m 3D Max
  - rotations : 10 $\mu$ rad 3D Max
- Niveau de vide à l'intérieur : 1.10<sup>-6</sup>mbar
- Système autonome de gestion du vide (avec Pompe Turbomoléculaire)
- Câblage interne et externe durci pour répondre aux contraintes CEM : double blindage avec reprise à 360°
- Supervision : IHM Panorama
- Gestion de la sécurité par automate de sécurité



Baie Contrôle Commande

ISP SYSTEM, SA au capital de 1 000 000 €, Zi La Herray, 65 500 Vic en Bigorre, France

tél : +33 (0)5 62 33 44 44 • fax : +33 (0)5 62 33 44 45C email : [contact@isp-system.fr](mailto:contact@isp-system.fr)

[www.isp-system.fr](http://www.isp-system.fr)