



FICHE PRODUIT
ISP 12A624FPI0019A

Fourreau Blindé 50 ml IRP2

FB 50 et FBFV 50

mise à jour : 02/03/2016

page 1

Ce fourreau possède un corps blindé permettant d'apporter une protection efficace contre les rayonnements de haute énergie tels que ceux émis par le FDG (511Kev).



Descriptif Application:

Ce fourreau possède un corps blindé en tungstène permettant d'apporter une protection efficace contre les rayonnements de haute énergie tels que ceux émis par le FDG (511Kev). Il possède 2 systèmes de verrouillage rapide du corps et du piston de la seringue ainsi qu'une butée déverrouillable du coulisseau.

En option, une fenêtre de visualisation en verre blindé haute densité (5,2) permet une lecture aisée des graduations de la seringue.

Spécifications techniques :

Référence	FB 50	FBFV 50
Diamètre de seringue	30 mm	30mm
Épaisseur blindage rayonnements Gamma	9 mm	9 mm
Épaisseur blindage rayonnements Beta	2 mm	2 mm
Poids	3900g	3920g
Fenêtre de visualisation	NON	OUI

ISP SYSTEM • SA au capital 1 000 000 € • ZI de la Herray - B.P. 10047 • 65501 Vic-en-Bigorre • FRANCE
Tél : 05 62 33 44 44 • Fax : 05 62 33 44 45 • e-mail : contact@isp-system.fr • <http://www.isp-system.fr>
RCS Tarbes B 410 675 078 • SIRET 410 675 078 00027 • APE 7112B

Ce document est la propriété d'ISP SYSTEM, il ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son accord préalable écrit.
Les informations mentionnées dans la présente fiche sont susceptibles d'évoluer, merci de vous renseigner auprès d'ISP System.